

ปรอทวัดอุณหภูมิระบบดิจิทัล (Digital Thermometer)



BD1170 Fast Reading Digital Thermometer

Specification

- Flexible Tip
- Waterproof
- Fast reading 20 seconds
- Beeper
- Fever alarm
- Transparent storage case
- Selectable °C / °F mode
- Extra large display

คุณสมบัติเฉพาะ

- ปลายโค้งงอได้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยขณะวัด
- ทำจากพลาสติกอย่างดี สามารถกันน้ำได้ ทำความสะอาดง่าย
- อ่านค่าได้เร็วเพียงวัดแค่ 20 วินาที
- มีเสียงเตือนขณะเริ่มต้นวัด และหลังจากวัดเสร็จแล้ว
- มีเสียงเตือนเมื่อมีไข้
- พร้อมกล่องใส่เพื่อสะดวกในการพกพา
- สามารถเลือกการวัดค่าได้ทั้งแบบ องศาเซลเซียส และ แบบฟาเรนไฮต์
- หน้าจอมีขนาดใหญ่พิเศษ ทำให้อ่านค่าได้ง่าย
- เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ปรอทวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด (Multi-Function IR Thermometer) 6 Function



BD1190
Multi-Function IR Thermometer (6 Functions)

- Instant measurement
- Detailed 9 memories with time, date & mode
- Fever alarm with beeper
- Selectable °F/°C mode
- Low power consumption. Low battery indicator
- Easy to read LCD display with 30° stand ID when using on clock or on room temperature modes
- Self diagnosis technology warning when device is abnormal to prevent wrong measurement
- Pouch to store and to safely keeping the unit

BD1190 Multi-Function IR Thermometer (6 Function)

คุณสมบัติเฉพาะ

- ใช้วัดไข้หรืออุณหภูมิที่หู, หน้าผาก และพื้นผิววัสดุได้
- ใช้วัดอุณหภูมิทั่วไปได้เช่น อุณหภูมิในห้อง, น้ำ, น้่านม
- ใช้เป็นนาฬิกาจับเวลากรณีวัดชีพจรได้
- ได้ผลรวดเร็วภายใน 1 วินาที
- มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บค่าการวัดพร้อมวันและเวลาได้ 9 รายการ
- มีเสียงเตือนเมื่อมีไข้
- แสดงสัญลักษณ์กระพริบและมีเสียงเตือนเมื่อเครื่องอยู่ในสภาวะไม่พร้อมใช้งาน และเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- มีระบบรีเซ็ตค่า เมื่อเครื่องพบค่าไม่ปกติ