

เครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง Model : VAC – 80

เหมาะสำหรับใช้งานในห้องผ่าตัด



คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด : 680 มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล : 80 ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง : น้อยกว่า 60 เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว : 2 ขวด ขนาดขวดละ 2.5 ลิตร

น้ำหนักตัวเครื่อง : 29 กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง : 38 x 27 x 88 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

มีฟุตสวิตช์ ใ้เปิด - ปิดการทำงานของเครื่อง

ตัวเครื่องมีที่ลากจูงพร้อมล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย