

เครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบต้นแขน

(Full Automatic Arm Type Blood Pressure Monitor)



BD8200 Full Automatic Arm Type Blood Pressure Monitor

Specification

- Fuzzy logic
- One touch operation
- 90 Memories
- WHO hypertension classification indicator
- Automatic power off system
- Low battery indicator
- Self calibration mode
- Clinical validation
- 4 AAA 1.5V alkaline batteries included
- Time and date display
- Extra large LCD display 3 values in one reading (SYS + DIA + PULSE)
- Irregular heartbeat indicator
- Cone cuff
- AC adaptor

คุณสมบัติเฉพาะ

- ทำงานโดยระบบ Fuzzy Logic
- ใช้งานง่าย ด้วยการควบคุมเพียงปุ่มเดียว
- มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บค่าการวัดได้ 90 รายการ
- แสดงระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์ของ WHO โดยอัตโนมัติ
- มีระบบปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานภายใน 1 นาที
- มีสัญลักษณ์กระพริบเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ตัวเครื่องมีฟังก์ชันปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (Self Calibration) ที่ตัวเครื่องได้
- ผ่านการทดสอบทางคลินิก มีความปลอดภัยและแม่นยำ
- ใช้กับแบตเตอรี่ อัลคาไลน์ขนาด AAA 4 ก้อน
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่พิเศษ แสดงค่าความดันบน - ล่าง และ อัตราการเต้นของชีพจร พร้อมแสดงวันที่และเวลา
- สามารถวัดผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้
- ผ้าพันแขนเป็นแบบ Cone Cuff
- พร้อมช่องต่อ AC Adapter สำหรับการใช้ไฟบ้าน