


เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบดิจิตอลสำหรับเด็กแรกเกิด

(Electronic Baby Scale) **SUSHI**

ใช้สำหรับชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงเด็กแรกเกิด



คุณสมบัติเฉพาะ

พิกัดกำลัง 20 กก. (40 ปอนด์)

ละเอียด 10 กรัม (0.5 ออนซ์)

ขนาดถาดนอนเด็ก 59.5 x 28 ซม.

ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS

ใช้แบตเตอรี่ 9 โวลต์, ใช้ไฟบ้าน AC Adaptor

หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย

Auto Power Off เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติใน 3 นาที

พิกัดส่วนสูง 0 - 56 ซม.

ถาดเด็กนอนมีที่กั้นหัว - ท้าย ซึ่งสามารถเลื่อนเข้า - ออก ให้พอดีกับตัวเด็กได้ จะช่วยให้วัดค่าส่วนสูงได้แม่นยำ